

雜交烘箱

特點說明

- 內 SUS304材質，外殼粉體烤漆
- 數位顯示速度及溫度
- 旋轉和震盪功能，具有計時功能—999時999分999秒
- 送風循環，使內部溫度分佈均勻
- 選擇不同配件可變化方式



▲ OH-800D



▲ OH-801D



◀ OH-AC-H

◀ OH-AC-1.5

◀ OH-AC-15

◀ OH-AC-50



▲ AC-210-96



規格說明

規格 / 型號	OH-800D	OH-801RD	OH-801DS	OH-801RK
類別	旋轉 + 振盪	旋轉	振盪	上下搖擺
溫度範圍	室溫 +5°C~80°C			
溫度精確度	±0.1°C			
溫度控制	PID 微電腦			
溫度顯示	LED 數字顯示			
旋轉速度	6~50 r.p.m	6~50 r.p.m	-	-
容量	8支玻璃管	8支玻璃管	-	-
振盪速度	10~100 r.p.m	-	20~200 r.p.m	6~60 r.p.m
振盪幅	25 mm	-	25	35
載重	約 6 kg			
計時器	999 時 / 999 分 / 999 秒			
振盪盤尺寸 (WxD)	310 x 210 mm		310 x 210 mm	
內部尺寸 (WxDxH)	350 x 250 x 425 mm		350 x 255 x 250 mm	
外部尺寸 (WxDxH)	440 x 375 x 660 mm		440 x 375 x 410 mm	
重量	33 kg		23 kg	

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz