

## 迴轉式振盪器—指針式（平 面）

 特點說明

- 指針式設定轉速
- 可選擇連續長時間使用。也可計時器30分鐘，計時到發出警報聲
- 耐用，使用年限長久
- 振盪採三點重力平衡轉動，慢速啟動，運轉平穩，安靜
- 橡膠防滑墊使得東西不易任意滑動
- 使用無刷AC馬達，附彈簧條



▲ TS-505



▲ TS-500A

▲ TS-500

 規格說明

規 格 / 型 號	TS-500	TS-505	TS-500A
控 制 面 板		指針式	
運 轉 模 式	迴轉式		上 下
振 盪 速 度	20~250 r.p.m		6~60 r.p.m
計 時 器	30 分		
振 幅	25 mm		35 mm
振盪尺寸 (WxD)	330 x 280 mm		
外部尺寸 (WxDxH)	330 x 280 x 170 mm	330 x 280 x 370 mm	330 x 280 x 250 mm
重 量	11 kg	12 kg	10 kg

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz