

# 迴轉式振盪器—數位式（平面）

## 特點說明

- LED液晶雙螢幕數字顯示實際轉速於設定轉速
- 可連續長時間使用，耐用，使用年限長久
- 振盪採三點重力平衡轉動，慢速啟動，運轉平穩，安靜
- 橡膠防滑墊使得東西不易任意滑動
- 內建計時器999時，999分，999秒，計時到發出警報聲
- 使用無刷AC馬達，附彈簧條



▲ TS-505D



▲ TS-500D



▲ TS-500AD

## 規格說明

規格 / 型號	TS-500D	TS-505D	TS-500AD
控制面板	數位式		
運轉模式	迴轉式		上下
振盪速度	20 to 250 r.p.m	20 to 150 r.p.m	6 to 60 r.p.m
計時器	999 時 / 999 分 / 999 秒		
振幅	25 mm		35 mm
振盪尺寸 (WxD)	330 x 280 mm		
外部尺寸 (WxDxH)	330 x 280 x 170 mm	330 x 280 x 370 mm	330 x 280 x 250 mm
重量	11 kg	12 kg	10 kg

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz