

迴轉式振盪器一單層

特點說明

- 全觸控式面板，LED液晶雙銀幕數字顯示
- 振盪器採三點重力平衡轉動
- 慢速啟動。運轉平穩安靜
- 振盪盤可高度的負載力
- 長久耐用及振盪系統工作穩定
- 停電記憶，使用無刷AC馬達
- 可任選三角夾組合



▲ TS-580D

▲ TS-560D

▲ TS-520D

規格說明

規格 / 型號	TS-520D	TS-560D	TS-580D
控制面板		數位式	
振盪速度		20~250 r.p.m	
振幅	25 mm	25 mm	50 mm
計時器		999 時 / 999分 / 999秒	
振盤尺寸 (WxD)	400 x 300 mm	600 x 480 mm	960 x 600 mm
外部尺寸 (WxDxH)	400 x 300 x 220 mm	600 x 480 x 220 mm	965 x 610 x 220 mm
重量	16 kg	31 kg	98 kg

夾具 (任選一組)

規格 / 尺寸	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
TS-520D	20	12	6	4	2	1	1	1
TS-560D	48	30	20	12	8	6	6	4
TS-580D	96	60	40	24	15	15	12	8

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz