

迴轉式振盪器一雙層

特點說明

- 全觸控式面板，LED液晶雙銀幕數字顯示
- 振盪器採三點重力平衡轉動
- 慢速啟動。運轉平穩安靜
- 振盪盤可高度的負載力
- 長久耐用及振盪系統工作穩定
- 停電記憶，使用無刷AC馬達
- 可任選三角夾組合
- 雙層設計，高容量



▲ TS-525D

▲ TS-565D

▲ TS-585D

規格說明

規格 / 型號	TS-525D	TS-565D	TS-585D
控制面板		數位式	
振盪速度		20~150 r.p.m	
振幅		25 mm	
計時器		999 時 / 999 分 / 999 秒	
振盤尺寸 (WxD)	400 x 300 2片	580 x 460 2片	960 x 600 2片
外部尺寸 (WxDxH)	400 x 300 x 500	600 x 480 x 500	960 x 600 x 500
重量	20 kg	60 kg	107 kg

夾具 (任選一組)

規格 / 尺寸	125ml	250ml	500ml
TS-525D	40	24	12
TS-565D	96	60	40
TS-585D	192	120	80

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz