

恆溫循環水槽

特點說明

- 外鍍鋅鋼板烤漆,內採用無接縫圓角不鏽鋼水槽,避免腐蝕
- 薄膜觸控面板,顯示設定及實際溫度
- 溫度過高溫保護
- 水槽內有循環功能,水溫分佈均勻
- 加熱器採不鏽鋼管製
- 可按需求外接循環
- 採用白金測溫體(PT-100Ω)
- 選購不鏽鋼屋頂蓋(BT-100)
- 可單獨選購控制系統



▲ Y-K-BH-W



◀ Y-K-BH-B



▲ BH-230D

▲ BH-130D



▲ Y-K-BH

規格說明

規格 / 型號	溫度範圍	溫度精確	溫度控制	溫度顯示	容量	內部尺寸 (WxDxH)(mm)	外部尺寸 (WxDxH)(mm)	重量
BH-130D	室溫 +5°C~100°C	±0.1°C	PID 微電腦	LED數位顯示	10 L	295 x 235 x 150	340 x 280 x 310	7 kg
BH-230D					20 L	495 x 295 x 150	540 x 340 x 310	9 kg
Y-K-BH-130					BH-130D 用標準控制系統			
Y-K-BH-230					BH-230D 用標準控制系統			
Y-K-BH-W-130					BH-130D 外接循環控制系統			
Y-K-BH-W-230					BH-230D 外接循環控制系統			
Y-K-BH-T-130					BH-130D 有計時循環控制系統			
Y-K-BH-T-230					BH-230D 有計時循環控制系統			
Y-K-BH-F-130					BH-130D 低水位控制系統			
Y-K-BH-F-230					BH-230D 低水位控制系統			
Y-K-BH-B					適用任何大小水槽			