

# 低溫（恆溫）往復式振盪水槽

## 特點說明

- 水槽使用不鏽鋼材質,外殼鋼板烤漆
- 均採用觸控面板,LED液晶雙銀幕數字顯示
- 過高過低溫保護
- 運轉平穩無聲,載重,具緩慢啟動設計
- 具排水管路設計
- 水槽內有循環功能,使溫度分佈均勻
- 採用白金測溫體(PT-100Ω)
- 振盪具有計時功能999時/999分/999秒,可單獨使用
- 壓縮機具有停電延遲啟動,採用環保冷媒R134a
- 不鏽鋼內槽,選配屋頂蓋、彈簧試管架、三角夾裝置



▲ BT-350    ▲ BT-150



▲ BT-680

## 規格說明

規 格 / 型 號	BT-150D	BT-150RD	BT-350D	BT-350RD	BT-680D
溫度範圍	室溫+5°C~100°C	0~100°C	室溫+5°C~100°C	0~100°C	室溫+5°C~100°C
溫度控制	PID				
溫度顯示	LED				
溫度精確	±0.1°C				
溫度冷卻	無	1/4 HP	無	1/4 HP	無
振盪速度	20-200				
振 幅	0.5"~1.5" (Adjustable)				
容 量	22 L		38 L		50 L
加 熱 器	1200 W	1200 W	1600 W	1600 W	1200 W
振盤尺寸 (WxD)	300 x 240 mm	300 x 250 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm	470 x 320 mm
內部尺寸 (WxDxH)	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 150 mm	610 x 350 x 180 mm	610 x 350 x 180 mm	560 x 410 x 220 mm
外部尺寸 (WxDxH)	710 x 350 x 360 mm	710 x 350 x 590 mm	820 x 400 x 390 mm	820 x 400 x 650 mm	720 x 530 x 540 mm

## 三角夾容量

規 格 / 型 號	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	5000ml
BT-150(R)D	12	6	4	2	2	1	-
BT-350(R)D	24	15	8	6	2	2	1
BT-680D	24	15	12	6	6	2	1

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz