


# 植物生長箱



▲ GC-550



透視窗選配 (TSC)

## 特點說明

- 微電腦數位雙顯示及控制，具溫度自動校正功能
- 植物燈照明
- 溫度異常警報
- 日夜溫度獨立控制及切換設定
- 照明採多段式控制，具24小時手動及自動定時器設定
- 可依需求做設計

## 適用範圍

微生物實驗室 / 細胞培養室 / 生物科技實驗 / 分析實驗室 / 食品科技 / 農業實驗室 / 水產實驗室 / 園藝 / 植物研究



## 規格說明

規格/型號	GC-550R	GC-550RH	GC-539R
溫度範圍	0°C~60°C		
溫度控制器	微電腦PID 溫度控制·PV測定值與SV設定值同時顯示		
控制精度	+/- 0.1°C		
觸控設定	電源、冷卻、溫度、溼度、燈光、定時裝置		
安全裝置	具有高溫斷熱·低溫斷冷·壓縮機延時啟動		
加熱	1200 W SUS 304#		600 W
冷卻	1/3 HP R134a		
濕度控制器	微電腦PID 溫度控制·PV測定值與SV設定值同時顯示		
濕度範圍	30% RH~95% RH		
控制精度	+/- 3%		
顯示方式	數位式		
加濕機	超音波(後掛式)		
照明裝置	4000~8000 LUX		2000~4800 LUX
定時裝置	24H溫度與燈光		
層架/材質	5片/SUS 304# 不銹鋼內槽體		5(4可調整) 內強化白色搪瓷
內部尺寸(WxDxH)	680 x 580 x 1400 mm (約550 L)		680 x 600 x 1450 mm
外部尺寸(WxDxH)	760 x 820 x 1870 mm		810 x 740 x 1940 mm
容量	550 L		590 L
電源裝置	110V/220V 14A/7A	110V/220V 16A/8A	110V/220V 9A/5A
重量	150 kg	180 kg	約100 kg

● 照度可按客戶要求增加.透視窗需另外報價·歡迎洽詢