

▶ 試管振盪器

電 源: 110V/220V 50Hz/60Hz



◀ VM-1000



◀ VM-2000

規 格 說 明

	VM-1000	VM-2000
運 轉 速 度	3000 r.p.m	
振盪頭尺寸	Φ26 mm	Φ100 mm
重 量 (N.W./G.W)	3.0 / 3.5 kg	3.5 / 4.5 kg
尺 寸 (WxDxH)	130×160×180	140×180×180

▶ 試管組織培養器

電 源: 110V/220V 50Hz/60Hz

特 點 說 明

- 適用血液混合及樣品培養
- 可連續操作
- 360度旋轉動作



◀ SM-3000



◀ SM-3600

規 格 說 明

	SM-3600				SM-3000		
訂購編號	SM-3600-0018	SM-3600-0029	SM-3600-1829		SM-3000-015	SM-3000-150	SM-3000-500
容 量	Φ18 mm × 114	Φ29 mm × 40	Φ18 mm × 48	Φ29 mm × 20	1.5 ml×30tubes	15 ml×30tubes	50 ml×15tubes
轉 速	40~240 r.p.m				10~100 r.p.m		
圓盤尺寸	Φ310 mm				Φ300 mm		
混合角度	0°調至90°				固定 45°		
重 量 (N.W./G.W)	12.0 / 13.0				5.0 / 5.5		
尺 寸 (WxDxH)	310×310×460 mm				250×300×250 mm		

▶ 乾式恆溫槽

電 源: 110V/220V 50Hz/60Hz



▲ DSD-100



▲ DSD-200



▲ DSD-200E



▲ BLK-0011



▲ BLK-1316

▼ BLK-0013

▼ BLK-0016

規 格 說 明

	DSD-100	DSD-200	DSD-200E	型 號	容 量	適 用	尺 寸 (W×D×H)
鋁 塊	1	2	2	BLK-0011	11.5 mm x 20 places	1.5~2.0 cc	101 x 76 x 52 mm
溫 度 裝 置	刻 度	刻 度	LCD 數位	BLK-0013	13.5 mm x 20places	7 cc	
溫 度 設 定	類 比			BLK-0016	16.5 mm x 12 places	15 cc	
溫 度 範 圍	室溫 +5°C~125°C						
溫 度 控 制	類比積體電路			BLK-1316	13.5 mm x 12 places 16.5 x 6 places	7~14 cc	
溫 度 感 應 器	NTC 電熱調節器						
一 致 性	±0.5°C at 37°C						
穩 定 性	±0.5°C						
加 熱	80 W	160 W	160 W				
尺 寸 (WxDxH)	160 x 210 x 120 mm	205 x 230 x 120 mm	205 x 230 x 120 mm				

▶ 離心機

電 源: 110V/220V 50Hz/60Hz



◀ DSC-200A-1

◀ DSC-200T



◀ DSC-200A-2



◀ DSC-024MH

規 格 說 明

	DSC-154T	DSC-156T	DSC-158T	DSC-N158T	DSC-N158A	DSC-024MH
離 心 機	DSC-200T	DSC-200T	DSC-200T	DSC-200A-1	DSC-200A-2	-
最 高 轉 速	3200 r.p.m			6000 r.p.m	6000指針式	固定12000
定 時 器	0~30 min 機械式					0~15 min 機械式定時器
附 轉 盤	AR-1504	AR-1506	AR-1508	UAR-1508	UAR-1508	HT-24
管 數	4 支	6 支	8 支	8 支	8 支	24 支
試管標準附件	10 ml~15 ml 毛細管					Φ1.5 x 75 mm
試管內部尺寸	Φ17.5 mm x 98 mm					
重 量	3.5 kg / 4.0 kg			4.5 kg / 5.0 kg		
尺 寸 (WxDxH)	280 x 280 x 255 mm			280 x 280 x 265 mm		220 x 240 x 200 mm

● 0.5ml~2.0ml內尺寸: 11.0 mm x 42mm或 5ml~7ml尺寸: 13.5mm x 69mm · 試管套件為選購附件