

# 低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱一臥式

## 特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 壓縮機具停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷R134a
- 中央開有三層透視玻璃窗，內裝照明，便於由外觀測內部情形
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動。慢速啟動。運轉安靜平穩無聲
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護裝置，送風循環，使內部溫度分佈均勻



▲ LM-530

## 規格說明

規格 / 型號	LM-510D	LM-510RD	LM-530D	LM-530RD
溫度範圍	室溫+5°C to 70°C	0°C to 70°C	室溫+5°C to 70°C	0°C to 70°C
溫度精確度	±0.1°C			
溫度控制	PID 微電腦雙螢幕顯示實際與設定溫度			
溫度顯示	LED 液晶數字顯示			
振盪速度	20~250 r.p.m			
振幅	50 mm			
計時器	999 時 / 999 分 / 999 秒			
加熱器	1200 W			
照明裝置	日光燈 20 W			
冷卻能力	無	1/4 HP	無	1/3 HP
容量	205 L	205 L	381 L	381 L
振盪盤尺寸	600 x 480 mm		960 x 600 mm	
內部尺寸 (WxDxH)	680 x 560 x 540 mm		1040 x 680 x 540 mm	
外部尺寸 (WxDxH)	1010 x 640 x 870 mm		1370 x 760 x 870 mm	
重量	160 kg	200 kg	270 kg	300 kg

## 角夾尺寸

規格 / 型號	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
LM-510D (R)	48	30	20	12	9	6	6	4
LM-530D (R)	96	60	40	24	15	15	12	8

電 源: 110V/220V 50Hz/60Hz